



CE 0123



welfaremedical
WORLDWIDE HEALTHCARE PRODUCTS



Soluciones Quirúrgicas

Productos diseñados para satisfacer las necesidades de cirujanos, enfermeras y personal quirúrgico

JMIS
DIST. DEL OCCIDENTE

Distribuidor exclusivo para Colombia

CCAA

ISO: 9001-2015



CL 13 B no.64 -65 Tel:3155906790-3155265214

EMAIL:

jms.distrioccidente@gmail.com

CALI -Colombia



Welfare Medical es una organización comprometida a trabajar en conjunto con profesionales de la salud de todo el mundo para ofrecer soluciones de alta calidad en las diferentes especialidades quirúrgicas.

Welfare Medical cuenta con una amplia gama de instrumentos quirúrgicos y laparoscópicos desechables que ofrecen facilidad de uso, así como una mayor seguridad

Y eficiencia. proporcionamos productos innovadores para permitir el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva así como la cirugía abierta optimizando la evolución del paciente.

Todos nuestros productos cumplen con las certificaciones CE - ISO y con los Estándares de Calidad Internacionales.

Nuestros sistema de gestion de calidad este certificado según la Norma Standard Internacional ISO 13485 garantizando consistencia y alta calidad en nuestros procesos de desarrollo y fabricación.

Wel-port Trocars



Trocar de Corona sin Cuchilla
El Trocar sin cuchilla minimiza el trauma vascular y de la pared abdominal. La punta sin filo separa a lo largo las fibras del tejido en lugar de cortarlo.



El Trocar con cuchilla contiene una cuchilla afilada para cortar a través del tejido, alojada dentro de una punta retráctil sin filo. La funda exterior actúa como un escudo para proteger la hoja cuando no está en uso. Al introducirse en un espacio libre dentro de la cavidad abdominal, el escudo avanza cubriendo la hoja, reduciendo un potencial lesión de las estructuras internas.



Trocar de Corona Óptica
Punta óptica sin filo que elimina la entrada ciega y ofrece una visualización para la clara identificación del tejido en la primera entrada en la capa del tejido.



El diseño ergonómico ofrece mayor confort con un mejor control. El reductor universal permite cambiar los instrumentos entre 12mm y 5mm manteniendo un cierre confiable

El reductor desmontable se puede quitar para la comodidad de recuperar el tejido grande.



Registro Sanitario: INVIMA2021DM-0023859

Vida útil: 3 años

Riesgo: IIA

Esterilidad: Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

Almacenamiento: Mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque: Blíster rígido individual estériles en cajas con 6 unidades.

Trocar de Corona sin Cuchilla

cdigo referencia	longitud de trabajo	dimetro	unidades/caja
WM-BT3 3mm	70mm	3.5mm	6
WM-BT5 5mm	100mm	5.5mm	6
WM-BT10 10mm	110mm	10.5mm	6
WM-BT12 12mm	110mm	12.5mm	6

Trocar de Corona con Cuchilla

cdigo referencia	longitud de trabajo	dimetro	unidades/caja
WM-T3 3mm	70mm	3.5mm	6
WM-T5 5mm	100mm	5.5mm	6
WM-T10 10mm	110mm	10.5mm	6
WM-T12 12mm	110mm	12.5mm	6

Trocar de Corona Óptica

cdigo referencia	longitud de trabajo	Dimetro	unidades/caja
WM-OBT3 3mm	70mm	3.5mm	10
WM-OBT5 5mm	100mm	5.5mm	10
WM-OBT10 10mm	110mm	10.5mm	10



welfaremedical
WORLDWIDE HEALTHCARE PRODUCTS

WelfareMedicalLimited, Pure
Offices, TachbrookPark,
WarwickCV346WE UnitedKingdom
t. +4420 87206486
e. sales@welfaremedical.com
www.welfaremedical.com